

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Домодедовская стоматологическая поликлиника» (ГБУЗ Московской области «ДСП»)			СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА	НОМЕР:	CX-052
				ЛИСТ:	1
				ВСЕГО:	6
Контроль качества предстерилизационной очистки			Хирургическая стоматология	Редакция №2	
ДЕЙСТВУЕТ С:	С даты утверждения	СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕСМОТР: Не позднее 3 лет	ОСНОВАНИЕ: приказ № 78-СОП от 17.07.2026 (ред. 19.10.2026)		
ДАТА РЕДАКЦИИ: 19.10.2026					
РАЗРАБОТАЛ: Врач-стоматолог-хирург А. Ф. Шарганов			СОГЛАСОВАНО: Главная медицинская сестра В. В. Шаргель		
ПРОВЕРИЛ: Исполняющий обязанности заместителя главного врача по лечебной работе В. В. Савилов			УТВЕРДИЛ: Главный врач М. М. Каюгин		

I. Цель внедрения

1. Снижение риска возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.
2. Оценка качества предстерилизационной обработки

Примечание:

- Качество предстерилизационной очистки инструментов оценивают на наличие крови путем постановки амидопириновой (азопирамовой) и фенолфталеиновой проб – на наличие остаточных количеств щелочных компонентов моющего препарата.
- Контролю подвергают 1% от одновременно обработанного инструментария одного наименования (но не менее 3-5 единиц).

II. Оснащение

1. 1% спиртовой раствор фенолфталеина,
2. Раствор азопирама
3. 3% раствор перекиси водорода
4. Пипетки
5. Лоток с ватными тампонами
6. Салфетки.
7. Емкости для приготовления реактивов.
8. Средства индивидуальной защиты.
9. Мешки и емкости для сбора медицинских отходов.

III. Нормативная документация

1. Федеральные и региональные нормативные документы:
 - 1.1 Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
 - 1.2 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу, выполнение работ или оказания услуг»;
 - 1.3 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
 - 1.4 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

ГБУЗ Московской области «ДСП»	СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА	НОМЕР:	CX-052
		ЛИСТ:	2
		ВСЕГО:	6
Контроль качества предстерилизационной очистки	Хирургическая стоматология	Редакция №2	

- 1.5 Инструкции по применению дезинфицирующих и моющих средств;
- 1.6 другие документы.
2. Локальные организационно-распорядительные документы.

IV. Алгоритм выполнения

1. Подготовка к процедуре

- 1.1. Надеть маску, вымыть руки, осушить, надеть перчатки.
- 1.2. Подготовить оснащение.
- 1.3. Приготовить 1% рабочий раствор азопирама.
- 1.4. Открыть флакон с азопирамом, взять пипетку с маркировкой «Азопирамовый реактив», набрать определенное количество реактива в пипетку, выпустить раствор из пипетки в емкость с маркировкой «1% рабочий раствор азопирама»; поставить пипетку в специальную емкость для хранения пипеток; закрыть флакон с азопирамовым реактивом.
- 1.5. Смешать ингредиенты приготовленного 1% раствора азопирама.
- 1.6. Подготовить необходимые инструменты в разобранном виде для постановки пробы.

2. Выполнение процедуры

- 2.1 Взять пипеткой с маркировкой «1% рабочий раствор азопирама» 3 – 4 капли раствора.
- 2.2 Нанести раствор на предмет, в полости инструмента, резьбу зажима, в места соприкосновения с биологическими жидкостями.
- 2.3 Держать предмет или инструмент над ватой, наблюдая за цветом стекающего реактива.
- 2.4 Зафиксировать результат в течение 1 минуты.

3. Окончание процедуры

- 3.1 Оценить результат
- 3.2 Проба считается отрицательной, если цвет реактива не изменился.
- 3.3 Проба считается положительной, если цвет реактива изменяется в течение первой минуты:
 - если цвет азопирамового реактива изменился на сине-фиолетовый, переходящий в розово-сиреневый или буроватый, это свидетельствует о наличии крови на предметах;
 - если цвет фенолфталеинового реактива изменился на розовый, это свидетельствует о наличии моющего средства со щелочной реакцией.
- 3.4 Внести результаты проб в журнал контроля предстерилизационной очистки (форма № 366/у)

V. Дополнительные сведения об особенностях выполнения процедуры

1. Контроль качества предстерилизационной очистки проводят ежедневно. Контролю подлежат: в стерилизационной – 1% от каждого наименования изделий, обработанных за смену; при децентрализованной обработке – 1% одновременно обработанных изделий каждого наименования, но не менее трех единиц.
2. 1% спиртовой раствор фенолфталеина хранить при температуре 4° С (в холодильнике). Срок хранения – не больше 30 дней.
3. Раствор азопирама хранить в холодильнике не больше двух месяцев, при комнатной температуре 20° +/- 2° С – не больше одного месяца. Рабочий раствор азопирама хранить в течение 1 – 2 часов, при температуре +25° С – 30 – 40 минут.
4. Не держать реактивы на ярком свете или вблизи нагревательных приборов.

ГБУЗ Московской области «ДСП»	СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА	НОМЕР:	CX-052
		ЛИСТ:	3
		ВСЕГО:	6
Контроль качества предстерилизационной очистки	Хирургическая стоматология	Редакция №2	

5. Не подвергать проверке горячие инструменты.
6. При необходимости проверить пригодность рабочего реактива, путем нанесения 2 – 3 капель на кровавое пятно: реактив пригоден к употреблению, если в течение 1 минуты появляется фиолетовое окрашивание, переходящее затем в сиреневый цвет. Реактивом пользоваться нельзя, если окрашивание в течение 1 минуты не появляется.
7. Не учитывать окрашивание азопирама, наступившее позже, чем через 1 минуту после постановки пробы.
8. Подлежит повторной предстерилизационной очистке вся партия контролируемых изделий, до получения отрицательных результатов.

Приложение № 1

ЖУРНАЛ УЧЕТА КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ

Начат «__» _____ 20 г.

Окончен «__» _____ 20 г.

Дата	Способ	Применяемое	Результаты выборочного химического контроля обработанных	Фамилия лица,
------	--------	-------------	--	---------------

ГБУЗ Московской области «ДСП»	СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА	НОМЕР:	CX-052
		ЛИСТ:	4
		ВСЕГО:	6
Контроль качества предстерилизационной очистки	Хирургическая стоматология	Редакция №2	

	обработки	средство	изделий				проводившего контроль
			Наименование изделий	Количество штук	Их них загрязненных		
					кровью	моющими средствами	

Лист ознакомления

[illegible]

ГБУЗ Московской области «ДСП»	СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА	НОМЕР:	CX-052
		ЛИСТ:	6
		ВСЕГО:	6
Контроль качества предстерилизационной очистки	Хирургическая стоматология	Редакция №2	

Связанные формы и записи

Журнал или контрольный лист соответствующей процедуры; Лист ознакомления с СОП; Реестр нежелательных событий — при выявленном несоответствии.