

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Домодедовская стоматологическая поликлиника» (ГБУЗ Московской области «ДСП»)			СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА	НОМЕР:	CX-049
				ЛИСТ:	1
				ВСЕГО:	5
Накрытие стерильного столика			Хирургическая стоматология	Редакция №2	
ДЕЙСТВУЕТ С:	С даты утверждения	СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕСМОТР: Не позднее 3 лет	ОСНОВАНИЕ: приказ № 78-СОП от 17.07.2026 (ред. 19.10.2026)		
ДАТА РЕДАКЦИИ: 19.10.2026					
РАЗРАБОТАЛ: Врач-стоматолог-хирург А. Ф. Шарганов			СОГЛАСОВАНО: Главная медицинская сестра В. В. Шаргель		
ПРОВЕРИЛ: Исполняющий обязанности заместителя главного врача по лечебной работе В. В. Савилов			УТВЕРДИЛ: Главный врач М. М. Каюгин		

I. Цель внедрения

Обеспечение стерильности в ходе стоматологических манипуляций. Профилактика внутрибольничного инфицирования.

Стерильный стол накрывается перед началом смены на 6 часов, обязательно делается отметка о времени накрытия. Малый операционный стол накрывается на одну операцию.

II. Оснащение

1. Стол для инструментов, рабочий стол.
2. Стерильное белье.
3. Стерильные перчатки.
4. Стерильные ватные тампоны и салфетки.
5. Инструментарий.
6. Спирт этиловый.
7. Антисептик.
8. Емкость с раствором дезинфицирующего средства с маркировкой «Обработка стерильного стола».
9. Одноразовые салфетки.
10. Пакеты и емкости для сбора медицинских отходов.

III. Нормативная документация

1. Федеральные и региональные нормативные документы:
 - Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
 - СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу, выполнение работ или оказания услуг»;
 - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
 - СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

ГБУЗ Московской области «ДСП»	СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА	НОМЕР:	СХ-049
		ЛИСТ:	2
		ВСЕГО:	5
Накрытие стерильного столика	Хирургическая стоматология	Редакция №2	

- Приказ Министерства здравоохранения СССР от 04.10.1980 №1030 «Об утверждении форм первичной медицинской документации»;
- Другие документы.
- 2. Локальные организационно-распорядительные документы.

IV. Алгоритм выполнения

1. Провести гигиеническую обработку рук.
 2. Надеть спецодежду: халат, шапочку, маску, перчатки.
 3. Двукратно с интервалом 15 минут обработать стол ветошью, смоченной рабочим дезинфицирующим раствором, начиная с рамы, затем последовательно, накладывая один мазок на другой так, чтобы не оставались промежутки между ними.
 4. Дать высохнуть.
 5. Проверить комплект белья на:
 - герметичность;
 - наличие даты стерилизации;
 - посмотреть названия и серию комплекта (взять нужную).
- Примечание:*
- При наличии повреждений его следует заменить.
 - Альтернативой является использование стерильного одноразового хирургического белья или стерильных одноразовых специальных комплектов.
6. Перед извлечением простерилизованных материалов и инструментов (до вскрытия стерилизационных коробок/упаковок):
 - визуально оценить плотность закрытия крышки стерилизационной коробки или целость стерилизационной упаковки однократного применения;
 - проверить цвет индикаторных меток химических индикаторов, в том числе на стерилизационных упаковочных материалах;
 - проверить дату стерилизации;
 - на бирке бикса, упаковочного материала поставить дату, время вскрытия и подпись вскрывшего.
 7. Снять ювелирные украшения
 8. Надеть шапочку так, чтобы она полностью закрыла волосы на голове и на лбу. Если есть челка, убрать ее под шапочку.
 9. Надеть маску так, чтобы она полностью закрыла нос и рот.
 10. Обработать руки спиртосодержащим кожным антисептиком по технологии обработки рук хирурга.
 11. Надеть стерильный халат:
 - взять халат за внутреннюю поверхность и осторожно развернуть;
 - следить, чтобы наружная поверхность халата ни к чему не прикасалась;

ГБУЗ Московской области «ДСП»	СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА	НОМЕР:	CX-049
		ЛИСТ:	3
		ВСЕГО:	5
Накрытие стерильного столика	Хирургическая стоматология	Редакция №2	

- вдеть обе руки в рукава халата, который открывается под собственной тяжестью. Достать сложенную в четыре слоя простыню руками в перчатках из стерильного бикса.
- 12. Надеть стерильные перчатки, применяя закрытый способ
- 13. Достать стерильную простынь, сложить ее вдвое и положить на левую половину стола.
- 14. Поднять два верхних слоя простыни, складывая ее «гармошкой».
- 15. Закрыть последним слоем «гармошки» все предыдущие слои так, чтобы внутренняя сторона простыни находилась сверху, а края были откинута назад от себя.
- 16. Разложить стерильный инструментарий по группам и перевязочный материал на стерильном столе с помощью стерильного корнцанга.
- При вскрытии бикса обратить внимание на индикаторы. Индикаторы вместе с инструментами выложить на стол, если инструменты остаются в биксе, то часть индикаторов оставить в биксе до тех пор, пока не будет использован весь инструментарий.
- Инструменты, выложенные на стол, стерильны 6 часов.
- Инструменты раскладывать в три (четыре) ряда: первый ряд – самые часто используемые инструменты; последний ряд – более редкие инструменты.
- Изделия однократного применения кладутся в упаковках после их обработки дезинфицирующими растворами (2-кратное протирание с интервалом 15 минут).
- Для вскрытия пакета с одноразовыми изделиями используются стерильные ножницы, которые хранятся в стерильной емкости с 6%-м раствором перекиси водорода в течение 6 часов.
- Стерильный инструмент со стерильного стола берется только сухим стерильным пинцетом, который хранится в стерильном лотке, накрытом стерильной салфеткой. Стерильный лоток со стерильным пинцетом меняется через 2 часа.
- Подготовить стерильные лотки с набором инструментов: зонд двусторонний, угловой пинцет, зеркало.
- 17. Прикрепить цапки за два верхних слоя простыни.
- 18. Закрыть стол двухслойной простыней с помощью цапок так, чтобы края ее были выше на 3-5 см.
- 19. Прикрепить бирку к правой цапке с датой и временем его накрытия, поставить подпись медсестры, накрывшей стол.
- 20. Накрыть поверхность инструментального стола так, чтобы края простыни свисали с него на 15-20 см с трех сторон.
- Стерильный стол не накрывается, если инструменты, стоматологические наборы простерилизованы в индивидуальной упаковке. В этом случае их можно хранить в специально выделенном шкафу.
- Не использованные в течение смены стоматологические инструменты и материалы со стерильного стола направляются на повторную стерилизацию без предварительных этапов обработки.
- Альтернативный метод хранения стерильных инструментов – бактерицидные камеры. Они предназначены для хранения предварительно простерилизованных инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами и обеспечивающие их постоянную готовность к работе в процессе длительного хранения.

ГБУЗ Московской области «ДСП»	СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА	НОМЕР:	CX-049
		ЛИСТ:	5
		ВСЕГО:	5
Накрытие стерильного столика	Хирургическая стоматология	Редакция №2	

[illegible]

Связанные формы и записи

Журнал или контрольный лист соответствующей процедуры; Лист ознакомления с СОП; Реестр нежелательных событий — при выявленном несоответствии.